

KUZEY BİYOTEKNOLOJİ

Yeni Nesil Dizileme Hizmetleri -Biyoinformatik Analiz Hizmetleri-Oligonükleotid Sentezi Hizmetleri

ÖRNEK GÖNDERİM FORMU



Örnek Gönderim Formu

Bu başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız ve imzalayarak tarafımıza göndermeniz beklenmektedir.

KABUL

Müşteri Bilgileri	
Adı-Soyadı*:	
Kurum/Kuruluş*:	
Enstitü/Bölüm:	
Adres*:	
Vergi Numarası*:	
Vergi Dairesi Adı*:	
Telefon:	
Email*:	
Kuzey Biyotek. Teklif No*:	

Fatura Bilgileri (Yukarıdaki bilgilerden farklıysa)	
Adı-Soyadı*:	
Kurum/Kuruluş*:	
Enstitü/Departman:	
Adres*:	
Vergi Numarası*:	
Vergi Dairesi Adı*:	
Telefon:	
Email*:	

*Doldurmak zorunludur.



Örnek Tipi

<input type="checkbox"/> Genomik DNA	<input type="checkbox"/> Genomik DNA (Ekzom Zenginleştirme)
<input type="checkbox"/> Total RNA	<input type="checkbox"/> Küçük RNA
<input type="checkbox"/> mRNA	<input type="checkbox"/> Plasmid DNA
<input type="checkbox"/> cDNA	<input type="checkbox"/> Amplikon
<input type="checkbox"/> 16S/ITS	<input type="checkbox"/> Kütüphaneye yüklemeye hazır
<input type="checkbox"/> Doku	<input type="checkbox"/> Fekal/Swab/Kan/Tükürük
<input type="checkbox"/> Toprak	<input type="checkbox"/> Diğer (Belirtiniz.)

Örnek Bilgileri

Konsantrasyon:	Örnek sayısı:
Konsantrasyon Ölçüm Cihazı:	Saflaştırma Metodu:
Eluted In:	Jel Görüntüsü / Bioanalyzer Verileri: Lütfen ekleyin veya e-Posta ile gönderin



Talep Edilen Başvuru

Dizileme türünüzü seçiniz	<input type="checkbox"/> Genom Dizileme <input type="checkbox"/> RNA dizileme <input type="checkbox"/> Küçük RNA dizileme <input type="checkbox"/> Amplikon Dizileme <input type="checkbox"/> Metabarkodlama <input type="checkbox"/> Metagenomik <input type="checkbox"/> Mitokondriyal genom dizileme <input type="checkbox"/> Diğer (Belirtiniz)
Dizileme yönünüzü seçiniz	<input type="checkbox"/> Tek yönlü dizileme <input type="checkbox"/> Çift yönlü dizileme
Dizileme için kullanılacak reajanı seçiniz	<input type="checkbox"/> Illumina NovaSeq <input type="checkbox"/> Illumina HiSeq <input type="checkbox"/> Illumina Miseq <input type="checkbox"/> Illumina Nextseq <input type="checkbox"/> PacBio PacBio Sequel II
Dizileme için kullanılacak kütüphane hazırlık kitini seçiniz	<input type="checkbox"/> Illumina Nextera DNA <input type="checkbox"/> Illumina Nextera XT <input type="checkbox"/> Illumina TruSeq DNA <input type="checkbox"/> Illumina TruSeq DNA PCR-Free <input type="checkbox"/> Illumina TruSeq Nano DNA <input type="checkbox"/> Kapa DNA Library

	Örnek adı	Tür	Konsantrasyon (ng/µl)	Hacim (µl)	Total DNA/RNA (µg)
Örnek 1					
Örnek 2					
Örnek 3					
Örnek 4					
Örnek 5					
Örnek 6					
Örnek 7					
Örnek 8					
Örnek 9					
Örnek 10					
Örnek 11					
Örnek 12					
Örnek 13					
Örnek 14					
Örnek 15					
Örnek 16					



Örnek 17					
Örnek 18					
Örnek 19					
Örnek 20					

*Daha fazla örnek için lütfen iletişime geçiniz.

Ekleme İstedığınız Bilgi/Mesaj

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1) Tüm izole edilmiş örnekler nükleaz içermeyen su veya tampon (10 mM Tris-HCl, pH 8.5) içinde gönderilmelidir. Kesinlikle EDTA olmamalıdır!
- 2) İzole edilmiş RNA örneklerinin 7'ye eşit veya daha büyük bir RNA Bütünlük Sayısı (RIN) değeri olmalıdır.